

Kudosnäytteen valmistelu

Huolehdi, että käyttämäsi näytepurkki on riittävän suuri näytteen kokoon nähden. Näytepalan tulee mahtua kellumaan näytepurkissa vapaasti, formaliinia tulee olla kymmenenkertaisesti näytteen kokoon nähden.

- Käytä aina puskuroitua 10% formaliiniliuosta. Huomioithan, että formaliini on karsinogeeninen aine, joten käsittele sitä varovasti ja vältä turhaa altistumista.
- Voit merkitä ompeleilla näytepalaan erityisen tärkeät kohdat, esimerkiksi marginaalireuna, näytepalan suunta tai pienen muutoksen sijainti.
- Suosittelemme, että laitot eri elimistä otetut näytteet omiin purkkeihinsa.
- Suuriin tai paksuihin näytteisiin kannattaa tehdä muutamia viiltoja fiksaation parantamiseksi. Säilytä näytepala kuitenkin yhtenäisenä kappaleena.
- Voit myös fiksoida suuret näytteet itse ennen lähettämistä: anna näytteen fiksoitua muutaman päivän ajan formaliinissa. Sen jälkeen ota näyte formaliinista, anna ylimääräisen formaliinin valua pois ja aseta näyte tiiviiseen näytepussiin (esim. minigrip-pussiin) ja pakkaa se huolellisesti.

Merkitse näytepurkkiin tai -pussiin selvästi näytteenottopäivämäärä, omistajan ja eläimen nimi sekä elin.

Ohutneulanäytteiden valmistelu

- Käytä vain näytelaseja, joissa on hiospää! Voit tilata laseja kauttamme.
- Merkitse hiospäähän lyijykynällä omistajan ja eläimen nimi. Jos otat näytteitä eri elimistä/kohdista, merkitse myös näytteenotto kohta lasiin.
- Valitse edustavat näytelasit lähetettäväksi ja lähetä lasit ilmakeivattuina ja värjäämättöminä. Yksi näytehintaa sisältää enintään 7 näytelasin tutkimisen.
- Täytä lähete huolellisesti, tulosta ja pakkaa se näytteen mukaan.

Näytteen pakkaaminen ja lähettäminen

- Laita formaliininäytepurkki imuliinan kanssa muovipussiin ja sulje pussi huolellisesti. Laita ohutneulanäytelasit muoviseen koteloon.
- Tulosta lähete ja pakkaa se näytteiden kanssa keltamustaraidallisiin vastauslähetyslaatikoihin. Histologiset ja sytologiset näytteet on pakattava eri laatikoihin. Pakkaa lähetyksen niin, etteivät näytepurkit rikkoudu tai vuoda kuljetuksen aikana.

Näytteen lähettäminen

- Tilatessasi lähetyksesi materiaalit kauttamme on kuljetuslaatikossa valmiina osoite ja vastauslähetyksiedot, ja lähettäminen on sinulle maksutonta.
- Mikäli et käytä vastauslähetykselaatikkoa, huolehdi kuljetuskustannuksista ja lähetä näyte osoitteeseen:
Solumo % Yhtyneet Medix Laboratoriot, Kivihaantie 7, 00310 Helsinki
- Postita näyte. Suosittelemme, että näytteitä ei lähetettäisi juhlapyhien aattoina.
- Näytteiden lähettämisessä tulee aina noudattaa Postin ohjetta: www.posti.fi/liitteet-yrityksille/ohjeet/laboratorionaytteiden-lahettaminen-ohje.pdf.

Mikäli sinulla on kysyttävää näytteiden pakkaamisesta ja lähettämisestä, autamme mielellämme! Ota meihin yhteyttä info@solumo.fi tai 040 6638020.